

Die neuartige Trinkhilfe mit Nippmundstück statt Schnabel

An einer neuartigen Lippenmulde reguliert der Kranke mit seiner Oberlippe die Schluckmenge.

Keine Flüssigkeit läuft mehr unkontrolliert durch den Mund.


Ein Nippmundstück zwingt nie zu einer bestimmten Kopfhaltung.

Bettlägerigen wird das Getränk zum Trinken angeboten und nicht mehr eingeflößt.


lippconform[®]



Der **erste** Schluck bei **aufrechter** Kopfhaltung.



Der **letzte** Schluck bei **aufrechter** Kopfhaltung.



Der **letzte** Schluck im **Liegen**.

Ein Nippmundstück stört nicht beim Schlucken.
Ein Trinkschnabel dagegen behindert das Schlucken.

Die Flüssigkeit fließt hier sehr schnell und unkontrollierbar in den Mund, sodass es häufig zum Verschlucken kommt.

Durch das Umschließen des „Schnabels“ mit den Lippen wird durch die Anspannung der Muskulatur im vorderen Bereich des Mundes der Flüssigkeitstransport nach hinten erschwert.und das Trinken ist für die alten Menschen unnötig anstrengend.

Häufig muss beim Gebrauch eines Schnabelbechers auch der Kopf nach hinten überstreckt werden, was das Schlucken ebenfalls erschwert.

*Aus Gesundheits- und Krankheitslehre für die Altenpflege.
3. Auflage Seite 42 Thieme-Verlag*

Die Nachteile, die einem Trinkschnabel anhaften, kennt man beim Nippmundstück nicht.

wodimed gmbh

Leutkircher Str. 50 88316 Isny im Allgäu
Tel. 07562 913500 kdservice@wodimed.de www.wodimed.de

lippconform[®]

Die ideale Trinkhilfe für die Altenpflege



Die Genießertasse mit Nippmundstück statt Schnabel

Flüssiges und Feinpürierterers
läuft kontrolliert durch den Mund

Die lipponform® Henkeltasse mit Nippmundstück statt Schnabel



5,80 €

Henkeltasse A Nippmundstück A
Henkeltasse B Nippmundstück B
Henkeltasse C Nippmundstück C

Jeder Becher hat 200 ml Inhalt und nur 110 Gramm Eigengewicht.


Die Genießertasse für die stationäre Altenpflege

Das Henkeltassen STARTPAKET



Gleich testen !! Schutzgebühr 15,00 € Lieferung portofrei

Das lipponform® Nippmundstück Schluck für Schluck genießen



Trinken in jeder Lage
ohne Kopf- oder Nackenüberstreckung

Die Unterteile sind als Henkeltasse oder Teeglas **nützliche Helfer im Alltag.**



3,70 €

Henkeltasse SAN **Teeglas SAN**

200ml Inhalt, 89 Gramm

Die ideale Trinkhilfe



lipponform **Deckel mit Nippmundstück**

- Das Unterteil aus glasklarem SAN ist auffallend leicht, bruchsicher und sehr standfest.
- Den Deckel mit Nippmundstück aus bewährtem PP gibt es in 3 Farben.
- Alle Teile sind für die Spülmaschine geeignet.

Der große Henkel kann auch mit zitterigen oder arthritischen Händen gut umfasst werden.

Beim Trinken am Nippmundstück bleibt das gewohnte Trinkgefühl erhalten.

In bequemer Kopfhaltung läuft Flüssiges und Feinpüriertes kontrolliert durch den Mund.

Aktive Oberlippe und freie Zunge regulieren die Schluckmenge und den Durchlauf.

Bei Schluckproblemen oder übermäßigem Kleckern kommt ein Nippmundstück auf die Henkeltasse und schon steht eine ideale Trinkhilfe - die Genießertasse - einsatzbereit.

Alle Preisangaben sind Einzelpreise ohne MwSt.
Günstige Mengenrabatte auf Anfrage.